



W końcu mam możliwość słyszeć na basenie.

Kiedy jeszcze nie miałam Aqua+ nic nie słyszałam w wodzie. Nauczyłam się w basenie porozumiewać, ale nie wiedziałam jakie są dźwięki pod wodą, co mówi instruktor, co mówią rodzice i moje siostry. Nie wiedziałam, czy jest głośno czy cicho i jaki jest dźwięk, gdy się zjeżdża na wodnej zjeżdźalni. Myślałam, że pod wodą są pojedyncze dźwięki, a kiedy ma się zanurzone uszy to słyszeć co się do siebie mówi. Ale kiedy dostałam Aqua+ to odkryłam, że gdy zanurzy się uszy to prawie nic nie słyszeć. Podczas nurkowania słyszałam dźwięk podobny do tego jaki wydaje stara maszyna. Lepiej sobie radzę na basenie, bo słyszę instruktora i wiem, co poprawić. Podczas pływania trzeba uważać, aby nie zgubić implantu, ale na szczęście można przyczepić sznureczek, który chroni go przed zgubieniem. Jestem szczęśliwa, że dostałam szansę na Aqua+, bo w końcu mam możliwość słyszeć na basenie.

Irmina Kotusz, lat 12



AQUA+

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Aqua+?

Aqua+ jest miękką, elastyczną osłonką z silikonu przeznaczoną do ochrony procesora dźwięku przed zamoczeniem. Używana wraz z wodoodporną, dostępną w komplecie cewką umożliwia użytkownikom implantów ślimakowych zabawy i aktywności w wodzie bez potrzeby ściągania procesora. Przeznaczona jest dla procesora serii Nucleus® CP810 lub CP900.

Czy Aqua+ jest wodoodporny?

Tak. Aqua+ osiągnął stopień ochrony IP68 co dla użytkowników oznacza, że mogą oni nurkować do 3 metrów głębokości przez 2 godziny bez przerwy.

Z jakim procesorem można używać Aqua+

Aqua+ jest zaprojektowany dla procesorów dźwięku Nucleus CP910 lub CP920 oraz z procesorem dźwięku Nucleus CP810. Z Aqua+ można korzystać jedynie z akumulatorami.

Czy mogę używać mojej zwykłej cewki i kabla z osłonką Aqua+.

Nie. Osłonka Aqua+ powinna być używana jedynie ze specjalną, wodoodporną cewką i kablem, które znajdują się w komplecie Aqua+.

Dlaczego nie mogę używać baterii typu Zinc Air?

Baterie, aby działać poprawnie, wymagają dostępu do powietrza. Aqua+ jest hermetyczny, dlatego też baterie nie będą działać wewnątrz osłonki.

Co jest niezbędne do poprawnego działania osłonki Aqua+?

Osłonka musi być stosowana ze specjalną, wodoodporną cewką Aqua+. Zestaw użytkownika Aqua+ zawiera: silikonową osłonkę Aqua+, wodoodporną cewkę Aqua+, magnes, strzemiączko mocujące, linkę zabezpieczającą procesor przed upadkiem oraz futerał. Nowi użytkownicy muszą rozpocząć od pełnego zestawu.

Jak używać Aqua+?

Procesor dźwięku należy umieścić wewnątrz silikonowej osłonki oraz połączyć go ze specjalnie zaprojektowaną, wodoodporną cewką Aqua+.

Gdzie mogę używać Aqua+?

Aqua+ przeznaczone jest do użytku w dowolnych aktywnościach wodnych do głębokości 3 metrów. Nie jest rekomendowane nurkowanie z akwalungiem, ponieważ zanurzenie może przekraczać 3 metry.

Czy Aqua+ może być używany we wszystkich typach wody?

Tak, Aqua+ może być stosowane w kąpielach z mydłem, w wodzie chlorowanej w basenach, w wodzie słonej oraz słodkiej.

Kiedy należy wymienić osłonkę Aqua+?

Testy wykazują, że Aqua+ może być używane około 50 razy. Jest to średnia, wynikająca z warunków testowych. Niektórzy użytkownicy mogą stosować ją nawet większą ilość razy, w zależności od sposobu użytkowania. Przed i po każdym użyciu użytkownik powinien kontrolować stan osłonki. Jeśli wewnątrz znajdzie się woda, jest to znak, że osłonka została uszkodzona i należy ją wymienić.

Czy są inne kolory cewki wodoodpornej?

Cewka dostępna jest tylko w jednym wariantcie kolorystycznym. Umożliwia to odróżnienie jej od normalnej, nieprzystosowanej do warunków wodnych.

Czy powinienem zmienić moje ustawienia MAP, aby korzystać z Aqua+?

Uczestnicy testów potwierdzili zadowalający poziom słyszalności bez konieczności zmiany ustawień MAP lub ustawień programowych. Niektórzy odbiorcy mogą preferować standardowy program, bez opcji SCAN, SNR-NR oraz redukcji szumu wiatru podczas użytkowania Aqua+. Twój klinicysta może stworzyć dla Ciebie spersonalizowany program jeśli zgłosisz taką potrzebę.

Czy cewka Aqua+ wymaga silniejszego magnesu?

Nie. Testy użytkowników wskazują, że zwykła moc magnesu jest wystarczająca do stosowania Aqua+.



Co stanie się gdy Aqua+ nie spełni swojej funkcji?

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy poprawnie zamocowany Aqua+ nie spełni swojej funkcji, procesory przeznaczone do użycia z Aqua+ posiadają stopień ochrony IP57, który będzie wystarczającą ochroną gdy dojdzie do przecieku. Jeżeli procesor był używany zgodnie z instrukcją dołączoną do Aqua+ obowiązuje na niego gwarancja.

Czy zgubienie procesora oraz Aqua+ podczas pływania jest pokryte gwarancją?

Nie. Zestaw Użytkownika zawiera linkę zabezpieczającą przed zgubieniem, którą zaleca się stosować podczas energicznych aktywności – tam, gdzie urządzenie może potencjalnie zsunąć się z ucha i tym samym zgubić się, na przykład w morzu czy w parku wodnym.

Jak mogę zakupić te wszystkie elementy?

Na początku należy zamówić pełny zestaw Aqua+. Jeżeli będzie konieczność wymiany pojedynczych części – istnieje taka możliwość.

Aby zakupić zestaw lub pojedyncze części należy skontaktować się z Biurem Obsługi Pacjenta Medicus, dzwoniąc pod numer telefonu: **(71) 347 20 34** lub **(71) 347 20 44**. Zamówienie można złożyć również mailowo na adres: bop@medicus.com.pl

